




一次元非磁気蛍光コーディング微粒子 粒径4 μm

製品名称	所属類型	標準粒径
YES400-Carbox1	流式コーディング微粒子	4 μm
基質	粒子構造	染色方式
ポリスチレン	穴なし実心	内部填充
表面被覆	表面修飾基	修飾基密度
無し	カルボキシル基	PA-40
蛍光の色	コーディングチャンネル1	コーディングチャンネル2
赤色	APC	無し
最大コーディング数		保存液
7 (A~G)		純水+0.05% w/v Proclin® 300、0.01% Tween 20
検査内容		検査方法
平均粒径		クーリー法
カルボキシル基		導電率滴定法
蛍光強度		流式蛍光法

濃度：1 x 10⁸ビーズ/㎖ 密度：1.05 g /cm³
屈折率：1.59(589nm)
保存方法：2～8℃冷蔵、冷凍不可



一次元非磁気蛍光コーディング微粒子仕様 粒径4 μ m

製品名称	所属類型	製品概要
YES400A-Carboxl	YESAC-400	非磁気、強度A、粒径4 μ m
YES400B-Carboxl	YESBC-400	非磁気、強度B、粒径4 μ m
YES400C-Carboxl	YESCC-400	非磁気、強度C、粒径4 μ m
YES400D-Carboxl	YESDC-400	非磁気、強度D、粒径4 μ m
YES400E-Carboxl	YESEC-400	非磁気、強度E、粒径4 μ m
YES400F-Carboxl	YESFC-400	非磁気、強度F、粒径4 μ m
YES400G-Carboxl	YESGC-400	非磁気、強度G、粒径4 μ m

包装状態：1x10⁸個/mlで、各仕様は1ml、5ml、10mlの標準包装があります。

お問い合わせ 三島国際貿易株式会社
〒411-0044 静岡県三島市徳倉三丁目18-5
TEL (055) 988-3590 E-mail: jaina@jaina-msm.com