

一次元非磁気蛍光コーディング微粒子 粒径5 μm


製品名称	所属類型	標準粒径
YES500-Carbox1	流式コーディング 微粒子	5 μm
基質	粒子構造	染色方式
ポリスチレン	穴なし実心	内部填充
表面被覆	表面修飾基	修飾基密度
無し	カルボキシル基	PA-40
蛍光の色	コーディング チャンネル1	コーディング チャンネル2
赤色	APC	無し
最大コーディング数		保存液
8 (A～H)		純水+0.01%Tween®20+0.05% Proclin®300
検査内容		検査方法
平均粒径		クーリー法
カルボキシル基		導電率滴定法
蛍光強度		流式蛍光法

濃度：1x10⁸ビーズ/㎖ 密度：1.05 g /cm³

屈折率：1.59(589nm)

保存方法：2～8℃冷蔵、冷凍不可

一次元非磁気蛍光コーディング微粒子 粒径5 μm



一次元非磁気蛍光コーディング微粒子仕様 粒径5 μ m

製品名称	所属類型	製品概要
YES500A-Carbox1	YESAC-500	非磁気、強度A、粒径5 μ m
YES500B-Carbox1	YESBC-500	非磁気、強度B、粒径5 μ m
YES500C-Carbox1	YESCC-500	非磁気、強度C、粒径5 μ m
YES500D-Carbox1	YESDC-500	非磁気、強度D、粒径5 μ m
YES500E-Carbox1	YESEC-500	非磁気、強度E、粒径5 μ m
YES500F-Carbox1	YESFC-500	非磁気、強度F、粒径5 μ m
YES500G-Carbox1	YESGC-500	非磁気、強度G、粒径5 μ m
YES500H-Carbox1	YESHC-500	非磁気、強度G、粒径5 μ m

包装状態：
濃度：1x10⁸ビーズ/ml
各仕様は1ml、5ml、10mlの包装があります。

お問合せ 三島国際貿易株式会社
〒411-0044 静岡県三島市徳倉三丁目18-5
TEL (055) 988-3590 E-mail: jaina@jaina-msm.com