




白色ポリスチレン微粒子

白色ポリスチレン微粒子製品は、エマルジョン重合によってポリスチレンから製造され、さまざまなサイズがあり、粒径の範囲は0.05から50 μm までであり、粒径が均一です。表面に官能基がないポリスチレン微粒子製品は、物理的吸着によって抗原や抗体などと結合するのに適しています。カルボキシル基で修飾されたポリスチレン微粒子製品は、共有結合によって抗原/半抗原、抗体、ペプチド、および核酸プローブなどのリガンドと結合でき、免疫診断や生物分離に理想的な材料として利用されています。様々な粒径や官能基付のカスタム製作も可能で、多様なニーズに対応しています。



製品仕様

材質：ポリスチレン (PS)

粒径範囲：0.05～20 μm

固含量：10% w/v

表面修飾：官能基なしとカルボキシル基

保存液：純水 (0.05% (w/v) プロクリン® 300 含有)

保存方法：2～8°C 冷蔵，冷凍不可

白色、官能基なし、ポリスチレン微粒子仕様書

製品名称	仕様	内容	固形分	標準包装
PolymStar LB005-Plain	LBWNP-005	ポリスチレン 粒径0.05 μm	10% w/v	10/50/100/500 mL
PolymStar LB010-Plain	LBWNP-010	ポリスチレン 粒径0.10 μm		
PolymStar LB020-Plain	LBWNP-020	ポリスチレン 粒径0.20 μm		
PolymStar LB050-Plain	LBWNP-050	ポリスチレン 粒径0.50 μm		
PolymStar LB100-Plain	LBWNP-100	ポリスチレン 粒径1.0 μm		
PolymStar LB500-Plain	LBWNP-500	ポリスチレン 粒径5.0 μm		
PolymStar LB1000-Plain	LBWNP-1000	ポリスチレン 粒径10.0 μm		
PolymStar LB2000-Plain	LBWNP-2000	ポリスチレン 粒径20.0 μm		

白色、カルボキシル基、ポリスチレン微粒子仕様書

製品名称	仕様	内容	固形分	標準包装
PolymStar LB007-Carboxyl	LBWNC-007	ポリスチレン 粒径0.07 μm	10% w/v	10/50/100/500 mL
PolymStar LB010-Carboxyl	LBWNC-010	ポリスチレン 粒径0.1 μm		
PolymStar LB012-Carboxyl	LBWNC-012	ポリスチレン 粒径0.12 μm		
PolymStar LB015-Carboxyl	LBWNC-015	ポリスチレン 粒径0.15 μm		
PolymStar LB017-Carboxyl	LBWNC-017	ポリスチレン 粒径0.17 μm		
PolymStar LB020-Carboxyl	LBWNC-020	ポリスチレン 粒径0.20 μm		
PolymStar LB025-Carboxyl	LBWNC-025	ポリスチレン 粒径0.25 μm		
PolymStar LB030-Carboxyl	LBWNC-030	ポリスチレン 粒径0.30 μm		
PolymStar LB035-Carboxyl	LBWNC-035	ポリスチレン 粒径0.35 μm		
PolymStar LB040-Carboxyl	LBWNC-040	ポリスチレン 粒径0.40 μm		
PolymStar LB050-Carboxyl	LBWNC-050	ポリスチレン 粒径0.50 μm		
PolymStar LB100-Carboxyl	LBWNC-100	ポリスチレン 粒径1.0 μm		
PolymStar LB200-Carboxyl	LBWNC-200	ポリスチレン 粒径2.0 μm		
PolymStar LB300-Carboxyl	LBWNC-300	ポリスチレン 粒径3.0 μm		
PolymStar LB500-Carboxyl	LBWNC-500	ポリスチレン 粒径5.0 μm		
PolymStar LB1000-Carboxyl	LBWNC-1000	ポリスチレン 粒径10.0 μm		
PolymStar LB2000-Carboxyl	LBWNC-2000	ポリスチレン 粒径20.0 μm		
PolymStar LB5000-Carboxyl	LBWNC-5000	ポリスチレン 粒径50.0 μm		

他の粒径、官能基、包装の注文も対応します。お気軽にご連絡ください。

お問合せ 三島国際貿易株式会社

〒411-0044 静岡県三島市徳倉三丁目18-5

TEL (055) 988-3590 E-mail: jaina@jaina-msm.com